

E 926

Módulo

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC largo.



- Posibilidades para alojar hasta 13 instrumental de cuerpo hueco

Código EAN: 4002514504353 / Número de material: 07297050 /  
Número de material antiguo: 69592601D

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Familia de productos</b>   |                  |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina                         | •                |
| <b>Pertenencia de aparatos</b>  |                  |
| PG 8527   | •                |
| PG 8528   | •                |
| <b>Categoría de producto</b>  |                  |
| Acc./mód.para inst. de cirugía mínimamente invasiva                   | •                |
| <b>Características del producto</b>                                   |                  |
| Material  | Acero inoxidable |
| Color   | Acero inoxidable |
| <b>Ámbito de aplicación</b>   |                  |
| Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva                           | •                |
| <b>Capacidad</b>  |                  |
| inst. de cuerpo hueco [cantidad]                                      | 13               |
| <b>Conexión eléctrica estándar</b>                                    |                  |
| Número de fases   | 0                |
| Tensión en V  | 0                |
| Frecuencia en Hz  | 0                |
| Pot. nominal total en kW  | 0,00             |
| Fusibles en A   | 0                |
| <b>Medidas y peso</b>   |                  |
| Medidas ext., alto neto en mm   | 40               |
| Medidas ext., ancho neto en mm  | 568              |
| Medidas ext., fondo neto en mm  | 510              |
| Medidas ext., alto bruto en mm  | 280              |
| Medidas ext., ancho bruto en mm                                       | 580              |
| Medidas ext., fondo bruto en mm                                       | 630              |
| Peso neto en kg   | 2,40             |
| Peso bruto en kg  | 2,60             |
| <b>Suministro del aparato</b>   |                  |
| E 336 tobera iny. MIBO, Ø 11 mm, longitud 121 mm [número]             | 3                |
| E 362 tornillo ciego [número]   | 2                |
| E 442 tobera iny., Ø 11 mm, longitud 121 mm con tapa Ø 6 mm [número]  | 5                |
| E 443 tobera iny., Ø 11 mm, longitud 121 mm con tapa Ø 10 mm [número] | 3                |
| E 448 manguera de silicona con adaptador Luer-Lock hembra [número]    | 2                |
| E 454 tobera iny. para vainas de trocares 10–15 mm [número]           | 1                |
| E 456 resorte de apertura para inst. MIC [número]                     | 2                |
| E 464 aloj. para tobera iny. E 454 [número]                           | 1                |