


FFK 5005

Cajón de filtro de pelusas de acero inoxidable

Para filtrar las pelusas y otros objetos del agua de lavado



- Apto para UG 5005, UG 5005-47 y UG 5005-75
- Fácil extracción para limpieza sin complicaciones
- Filtro de pelusas en acero inoxidable, se extrae con facilidad
- Volumen 24 litros
- ø manguitos 7 cm

Código EAN: 4002514517551 / Número de material: 07312050 /  
Número de material antiguo: 59510024D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras	•
<b>Familia de aparatos/accesorios</b>	
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 200 Profi@Work	•
<b>Categoría de producto</b>	
Filtrado de pelusas	•
Base/zócalo	•
<b>Características del producto</b>	
Conexión eléctrica	OHNE
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Volumen en l	70
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	250
Medidas ext., ancho neto en mm	840
Medidas ext., fondo neto en mm	500
Medidas ext., alto bruto en mm	255
Medidas ext., ancho bruto en mm	857
Medidas ext., fondo bruto en mm	513
Peso neto [kg]	14,78
Peso bruto en kg	16,38