

O 188/2

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de diversos complementos.



- Altura de carga: 165 mm, altura ajustable +/- 20 mm
- Con brazo aspersor magnético integrado
- Imán para usar el sensor del brazo aspersor de PG 8535, PG 8536

Código EAN: 4002514556178 / Número de material: 07333030 /  
Número de material antiguo: 69118802D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Soporte para cestos	•
Cesto superior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	280
Medidas ext., ancho neto en mm	215
Medidas ext., fondo neto en mm	475
Medidas ext., alto bruto en mm	285
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	555
Peso neto en kg	2,40
Peso bruto en kg	3,16