

MF 27/28-1

Carro de transporte  
para carga y descarga de lavadoras desinfectadoras.



- Equipado con 4 ruedas, 2 de ellas con bloqueo
- Manejo cómodo y sencillo gracias a tiradores redondeados
- Pos. de adosar o suj. en ambos extr. en el ap., cinta transp. etc
- Altura de paso 850 mm, - 100 mm, + 150 mm
- Con bandeja colectora extraíble AI 70, An 603, F 866 mm

Código EAN: 4002514594026 / Número de material: 07397640 /  
Número de material antiguo: 69200111D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sist. almacenamiento/transporte	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	1050
Medidas ext., ancho neto en mm	740
Medidas ext., fondo neto en mm	930
Medidas ext., alto bruto en mm	1010
Medidas ext., ancho bruto en mm	730
Medidas ext., fondo bruto en mm	950
Peso neto en kg	32,00
Peso bruto en kg	45,00