

E 942/3

Módulo

para el alojamiento óptimo de hasta 116 pipetas.



- Apto para 116 pipetas de hasta 580 mm de altura
- Tamaño del compartimiento ?? x ??

Código EAN: 4002514605036 / Número de material: 07459390 /  
Número de material antiguo: 69594204D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód. para pipetas	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. pipetas/viales	•
<b>Capacidad</b>	
Pipetas [número]	116
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	279
Medidas ext., ancho neto en mm	558
Medidas ext., fondo neto en mm	352
Medidas ext., alto bruto en mm	420
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	570
Peso neto en kg	35,00
Peso bruto en kg	45,00