

E 944/2

Módulo

para el alojamiento óptimo de vidrio de cuello estrecho 500 - 1000 ml.



- 15 boquillas (E 352) 6 x 220 mm con retenciones (E 354)

Código EAN: 4002514605050 / Número de material: 07459410 /
Número de material antiguo: 69594403D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	15
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	250
Medidas ext., ancho neto en mm	558
Medidas ext., fondo neto en mm	352
Medidas ext., alto bruto en mm	180
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	570
Peso neto en kg	3,92
Peso bruto en kg	4,42