

E 945/2
Módulo
para el alojamiento de diversos complementos.



- Bastidores de alojamiento para complementos

Código EAN: 4002514605067 / Número de material: 07459420 /
Número de material antiguo: 69594503D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Otro accesorio/Otro módulo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	55
Medidas ext., ancho neto en mm	558
Medidas ext., fondo neto en mm	352
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	570
Peso neto en kg	3,92
Peso bruto en kg	4,42