

E 947/2

Módulo

para la limpieza de p. ej. 88 tubos centrífuga, viales y tubos de ensayo.



- Equipado con 88 boquillas, 2,5 x 110 mm

Código EAN: 4002514605074 / Número de material: 07459430 /
Número de material antiguo: 69594703D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Capacidad	
Probetas [número]	88
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	170
Medidas ext., ancho neto en mm	558
Medidas ext., fondo neto en mm	352
Medidas ext., alto bruto en mm	290
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	5,00
Peso bruto en kg	6,00