

DOS S 20

Bomba de dosificación
para la dosificación de medios líquidos ácidos.



- Para la dosificación de abrillantador/neutralizante
- Para el montaje posterior por el Servicio Post-venta de Miele

Código EAN: 4002514641904 / Número de material: 07514600 /
Número de material antiguo: 69226004D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8536	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	245
Medidas ext., ancho bruto en mm	258
Medidas ext., fondo bruto en mm	270
Peso neto en kg	2,45
Peso bruto en kg	2,91