


RK LWMM

Módulo medidor de conductividad
como equipamiento posterior para la PG 8536.



Código EAN: 4002514641928 / Número de material: 07514620 /
Número de material antiguo: 69224015D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8536	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	280
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	420
Peso neto en kg	2,02
Peso bruto en kg	2,97