

ALWD BS 27/28

Escáner

para detección simple de códigos de barras en reconocimiento de carga y usuario.



Código EAN: 4002514753416 / Número de material: 07686510 /
Número de material antiguo: 69247012D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	305
Medidas ext., ancho bruto en mm	300
Medidas ext., fondo bruto en mm	200
Peso neto en kg	0,90
Peso bruto en kg	1,00

- Conexión para escáner con escáner
- Cómodo registro de datos para la documentación de procesos
- Apto para el lado descontaminado, contaminado o ambos*

* La combinación de un escáner con una impresora solo es posible en el lado descontaminado.