

E 497

Boquilla

para alojamiento de máscaras laríngeas de uno y dos tubos. Altura 195 mm.



- Al 195 mm, con tubo lateral 109 mm

Código EAN: 4002514811253 / Número de material: 07759470 /  
Número de material antiguo: 69749701D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. de anestesia	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	195
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	100
Medidas ext., fondo bruto en mm	150
Peso neto en kg	0,06
Peso bruto en kg	0,07