

E 936

Complemento

para el alojamiento óptimo de hasta 15 asas de lámparas.



Código EAN: 4002514811260 / Número de material: 07759480 /  
Número de material antiguo: 69593601D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoría de producto</b>	
Otro accesorio	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. quirúrgico	•
<b>Capacidad</b>	
Asas de lámparas [número]	15
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	90
Medidas ext., ancho neto en mm	245
Medidas ext., fondo neto en mm	500
Medidas ext., alto bruto en mm	130
Medidas ext., ancho bruto en mm	275
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	0,50
Peso bruto en kg	0,92