

E 900-4/2

Carro

para la limpieza óptima de instrumental en 4 niveles.



- Capacidad de carga: 12 bandeja de malla DIN\*
- Las medidas de carga de los niveles individuales son diferentes
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (incl. imán ML)

\* Bandeja de malla DIN: 485 x 254 x 50 mm

Código EAN: 4002514816401 / Número de material: 07765740 /  
Número de material antiguo: 69590005D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para complementos	•
Carro para el aloj. de band.s de malla	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. quirúrgico	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	12
band.s de malla SPRI [número]	8
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	557
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	720
Medidas ext., ancho bruto en mm	830
Medidas ext., fondo bruto en mm	780
Peso neto en kg	26,50
Peso bruto en kg	30,00
<b>Suministro del aparato</b>	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número]	1