

E 934/1

Carro

para la preparación óptima de contenedores de ortopedia en 4 niveles.



- Las medidas de carga de los 4 niveles son diferentes
- Nivel 2 extraíble para mayor altura de carga del nivel 1
- Los brazos aspersores están debajo de los niveles 3 y 4
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (incl. imán)

Código EAN: 4002514816425 / Número de material: 07765770 /  
Número de material antiguo: 69593402D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para contenedores	•
Carro para inst. ortopédico	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. contenedores	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	500
Medidas ext., ancho neto en mm	640
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	680
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	650
Peso neto en kg	12,85
Peso bruto en kg	12,85
<b>Suministro del aparato</b>	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número]	1