

E 428

Carro

para el alojamiento óptimo de instrumental de cirugía robótica.



- Apto para 6 instrumentales de cirugía robótica
- Dispone de 1 conexión dúo y 1 conex. inversa por cada instrumento
- Para el uso del carro se necesita el programa ROBOTVARIO\*

\* Los productos químicos no están incluidos en el volumen de suministro y se deben pedir por separado.

Código EAN: 4002514948805 / Número de material: 07973140 /  
Número de material antiguo: 69542801D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8536	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para inst. robótico	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro, Transparente
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. robótico	•
<b>Capacidad</b>	
inst. robótico [número]	6
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	518
Medidas ext., ancho neto en mm	533
Medidas ext., fondo neto en mm	513
Medidas ext., alto bruto en mm	530
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	2,40
Peso bruto en kg	3,30