

E 802/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de instrumental diverso de pie.



- Apto para el alojamiento de sondas, pinzas o espejos bucales
- Equipado con 4 alojamientos de plástico
- 8 compartimentos aprox. 30 x 28 mm de ancho
- 8 compartimentos aprox. 16 x 28 mm de ancho
- 15 compartimentos aprox. 16 x 20 mm de ancho

Código EAN: 4002514953403 / Número de material: 07984170 /
Número de material antiguo: 69580202D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Categoría de producto	
Accesorio para inst.	•
Acc./mód.para inst. dental	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	148
Medidas ext., ancho neto en mm	163
Medidas ext., fondo neto en mm	295
Medidas ext., alto bruto en mm	190
Medidas ext., ancho bruto en mm	195
Medidas ext., fondo bruto en mm	430
Peso neto en kg	0,65
Peso bruto en kg	1,15