

E 806/1

Complemento

para el alojamiento óptimo de 8 medias carcassas de bandeja.



- 9 soportes (8 compartimentos), B 295, distancia 37 mm mm
- Tamaño máx. de bandejas 290 x 30 mm

Código EAN: 4002514969718 / Número de material: 09013220 /  
Número de material antiguo: 69580603D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio band.s/tablas	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Número de compartimentos	8
Distancia al puntal en mm	37
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	114
Medidas ext., ancho neto en mm	305
Medidas ext., fondo neto en mm	348
Medidas ext., alto bruto en mm	125
Medidas ext., ancho bruto en mm	330
Medidas ext., fondo bruto en mm	480
Peso neto en kg	0,71
Peso bruto en kg	0,84