

APH 590  
 Cartucho de tinta  
 para impresora de protocolos PRT 100.



Código EAN: 4002515000021 / Número de material: 09063390 /  
 Número de material antiguo: 68817002D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Autoclaves de sobremesa	•
Perteneencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Color	Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. portaobjetos	•
Prep. butirómetros	•
Tratamiento frascos de farmacia/ infusión	•
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•

APH 590  
Cartucho de tinta  
para impresora de protocolos PRT 100.



Código EAN: 4002515000021 / Número de material: 09063390 /  
Número de material antiguo: 68817002D

Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s/tablas	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. probetas graduadas	•
Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada	•
Prep. diversos utensilios	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	39
Medidas ext., ancho neto en mm	25
Medidas ext., fondo neto en mm	55
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	90
Medidas ext., fondo bruto en mm	95
Peso neto en kg	0,04
Peso bruto en kg	0,09