

APH 591

Rollo de papel

para impresora de protocolos APH 500 PRT100 y APH 510 PRT110.



- 5 rollos de papel por unidad de embalaje
- Ancho: 76 mm mm

Código EAN: 4002515000038 / Número de material: 09063410 /
Número de material antiguo: 68817003D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Autoclaves de sobremesa	•
Pertenencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Color	Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. portaobjetos	•
Prep. butirómetros	•
Tratamiento frascos de farmacia/ infusión	•
Prep. inst. de anestesia	•
Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•

APH 591

Rollo de papel

para impresora de protocolos APH 500 PRT100 y APH 510 PRT110.



Código EAN: 4002515000038 / Número de material: 09063410 /
Número de material antiguo: 68817003D

Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s/tablas	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. probetas graduadas	•
Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada	•
Prep. diversos utensilios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	79
Medidas ext., ancho neto en mm	76
Medidas ext., fondo neto en mm	79
Medidas ext., alto bruto en mm	105
Medidas ext., ancho bruto en mm	165
Medidas ext., fondo bruto en mm	210
Peso neto en kg	1,39
Peso bruto en kg	1,49