

HBB 71

Bandeja de repostería original Miele  
con acabado PerfectClean.

Código EAN: 4002515261279 / Número de material: 09519820 /  
Número de material antiguo: 22996249D



- Para el uso con guías FlexiClipo directamente en los listones portabandejas
- Alimentos no se quedan pegados, sin engrasar o usar papel vegetal
- Limpieza muy fácil gracias al perfeccionamiento PerfectClean
- Para las generaciones H 2000/6000/7000 y DGC 6000/7000
- Medidas:  
44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm