

E 900-6

Carro

para la limpieza óptima de instrumental en 6 niveles.



- Equipado con conexiones para instrumental de cuerpo hueco
- Capacidad de carga: 18 bandejas de malla DIN*
- Equipado con 3 brazos aspersores integrados
- Las medidas de carga de los niveles individuales son diferentes
- Listón magnético para reconocimiento aut. del carro (incl. imán ML)

* Bandeja de malla DIN: 485 x 254 x 50 mm

Código EAN: 4002515263358 / Número de material: 09525120 /
Número de material antiguo: 69590007D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoría de producto	
Carro para complementos	•
Carro para el aloj. de band.s de malla	•
Carro para inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	18
band.s de malla SPRI [número]	12
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	16
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	553
Medidas ext., ancho neto en mm	636
Medidas ext., fondo neto en mm	790
Medidas ext., alto bruto en mm	680
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	650
Peso neto en kg	12,85
Peso bruto en kg	12,85
Suministro del aparato	
Listón magnético para el reconocimiento automático del carro (incl. imán) [número]	1