

VE P 2000

Bombona de desmineralización total

Para el tratamiento óptimo del agua.



- Caudal máx.: 450 l/h
- Est. agot. medible a trav. de un mód. med. de la conductividad CM
- Temp. máx. entrada agua 40° C – Capac. carga presión 0,5-10 bar
- Contenido en resina 12,5 litros

Código EAN: 4002515405307 / Número de material: 09773410 /  
Número de material antiguo: 69431101D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

VE P 2000

Bombona de desmineralización total

Para el tratamiento óptimo del agua.



Código EAN: 4002515405307 / Número de material: 09773410 /  
Número de material antiguo: 69431101D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Prep. agua	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	410
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	425
Medidas ext., ancho bruto en mm	250
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Diámetro en mm	230
Peso neto en kg	13,30
Peso bruto en kg	13,75