


A 103

Cesto superior  
para el alojamiento óptimo de complementos.



- Altura de carga: 95 mm, ancho de carga 505 mm, profundidad de carga 472 mm
- Especialmente apropiado para preparar bandejas de malla DIN
- También apropiado para otras aplicaciones con baja altura
- Se puede usar en combinación con el carro A 202
- Con brazo aspersor integrado

Código EAN: 4002515460641 / Número de material: 09862370 /  
Número de material antiguo: 69610300D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Soporte para cestos	•
Cesto superior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Altura máxima de carga en mm	95
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. diversos utensilios	•
<b>Capacidad</b>	
Jaulas de malla DIN [número]	2
band.s de malla SPRI [número]	1
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	133
Medidas ext., ancho neto en mm	528
Medidas ext., fondo neto en mm	528
Medidas ext., alto bruto en mm	170
Medidas ext., ancho bruto en mm	545
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	3,50
Peso bruto en kg	4,57