


A 104

Cesto superior

para el alojamiento óptimo de instrumental MIC, artroscopia, urología.



- Lado derecho para alojar 11 instrumental de cuerpo hueco
- Conex. Luer-Lock adicionales para instrumental de cuerpo hueco
- Con brazo aspersor: bandejas de malla ajust. en afuste inferior

Código EAN: 4002515460658 / Número de material: 09862380 /
Número de material antiguo: 69610400D

| | |
|--|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Categoría de producto | |
| Cesto para inst. de cirugía mínimamente invasiva | • |
| Cesto para inyectores | • |
| Cesto superior | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Ámbito de aplicación | |
| Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva | • |
| Capacidad | |
| Jaulas de malla DIN [número] | 1 |
| inst. de cuerpo hueco [cantidad] | 11 |
| Conexión eléctrica estándar | |
| Número de fases | 0 |
| Tensión en V | 0 |
| Frecuencia en Hz | 0 |
| Pot. nominal total en kW | 0,00 |
| Fusibles en A | 0 |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 332 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 528 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 526 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 270 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 525 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 540 |
| Peso neto en kg | 4,00 |
| Peso bruto en kg | 6,50 |