

A 150

Cesto inferior

para el alojamiento óptimo de módulos inyectores o complementos.



- Cesto inferior con dos complementos modulares
- Para el alojamiento de hasta 2 módulos inyectores o complementos
- Cierre automático del acoplamiento en caso de no ser utilizado
- Medidas de carga: ancho 494, largo 440 mm

Código EAN: 4002515460672 / Número de material: 09862400 /
Número de material antiguo: 69615000D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Cesto con acoplamiento de módulos	•
Cesto inferior	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. butirómetros	•
Prep. probetas graduadas	•
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	154
Medidas ext., ancho neto en mm	529
Medidas ext., fondo neto en mm	546
Medidas ext., alto bruto en mm	175
Medidas ext., ancho bruto en mm	545
Medidas ext., fondo bruto en mm	565
Peso neto en kg	2,61
Peso bruto en kg	3,29