


A 200  
Carro  
para el alojamiento óptimo de 38 pipetas.



- Para alojar 10 pipetas de 100 ml en fila 1, distancia 20 mm
- Para alojar 14 pipetas de 25 ml en 2º fila, distancia 26 mm
- Para alojar 14 pipetas de 10 ml en 3º fila, distancia 26 mm

Código EAN: 4002515460696 / Número de material: 09862420 /  
Número de material antiguo: 69620000D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Carro para pipetas	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. pipetas/viales	•
<b>Capacidad</b>	
Pipetas [número]	38
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	397
Medidas ext., ancho neto en mm	529
Medidas ext., fondo neto en mm	546
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	4,40
Peso bruto en kg	6,40