

A 202
Carro
para el alojamiento óptimo de 4 bandejas de malla DIN.



- Apropriado para 4 bandejas de malla DIN en 2 niveles
- Bastidores de alojamiento: se pueden sacar para objetos más altos
- 6 opciones de conexión adicionales mediante conexión Luer-Lock
- Con brazo aspersor integrado
- Las medidas de carga de los distintos niveles son diferentes

Código EAN: 4002515460719 / Número de material: 09862440 /
Número de material antiguo: 69620200D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Carro para complementos	•
Carro para band.s de malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Capacidad	
Jaulas de malla DIN [número]	4
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	223
Medidas ext., ancho neto en mm	529
Medidas ext., fondo neto en mm	542
Medidas ext., alto bruto en mm	235
Medidas ext., ancho bruto en mm	550
Medidas ext., fondo bruto en mm	560
Peso neto en kg	5,50
Peso bruto en kg	6,74