


A 204
Carro
para el alojamiento óptimo de microinstrumental.



- Nivel 1: apto para alojamiento de complementos
- Nivel 2 derecha: 22 conexiones para instrumental de cuerpo hueco
- Nivel 2 izquierda: 11 adapt. Luer-Lock macho, manguera horizontal
- Con brazo aspersor integrado
- Tubo filtrante A 800 utilizable en ambos difusores inyectores

Código EAN: 4002515460733 / Número de material: 09862460 /
Número de material antiguo: 69620400D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Carro para inst. oftalmológico	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Opción para usar un filtro central	•
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de oftalmología	•
Capacidad	
Sets quirúrgicos para microinst. [número]	2-4
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	365
Medidas ext., ancho neto en mm	529
Medidas ext., fondo neto en mm	535
Medidas ext., alto bruto en mm	530
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	11,50
Peso bruto en kg	12,50
Suministro del aparato	
E 476 aloj. [número]	1
E 477 tope [número]	1