

A 300  
Módulo  
para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio.



- Apto para div. vidrio de lab.: matraces Erlenmeyer, esfér., etc.
- Equipado con 8 toberas inyectoras E 352 (6 x 220 mm)
- Equipado con 8 soportes para las boquillas E 354
- Distancia entre boquillas 120 mm de ancho y 123 mm de fondo

Código EAN: 4002515460740 / Número de material: 09862470 /  
Número de material antiguo: 69630000D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Capacidad</b>	
Matraces de cuello estrecho [número]	8
Frascos [número]	8
Matraces de Erlenmeyer [número]	8
Matraces esféricos [número]	8
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	241
Medidas ext., ancho neto en mm	200
Medidas ext., fondo neto en mm	475
Medidas ext., alto bruto en mm	190
Medidas ext., ancho bruto en mm	235
Medidas ext., fondo bruto en mm	475
Peso neto en kg	1,35
Peso bruto en kg	2,35