

A 301
Módulo
para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio.



- Apto para div. vidrio de lab.: matraces Erlenmeyer, esfér., etc.
- Equipado con 6 toberas inyect. con soporte de plástico ID 110
- 6 toberas inyectoras E 351, 6 soportes para boquilla E 353
- 6 toberas inyectoras E 352, 6 soportes para boquilla E 354
- Distancia entre boquillas de 78 mm de ancho y 84 de profundidad

Código EAN: 4002515460764 / Número de material: 09862490 /
Número de material antiguo: 69630100D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	18
Frascos [número]	18
Matraces de Erlenmeyer [número]	18
Matraces esféricos [número]	18
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	241
Medidas ext., ancho neto en mm	232
Medidas ext., fondo neto en mm	479
Medidas ext., alto bruto en mm	200
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	1,95
Peso bruto en kg	2,95