

A 301/3
Módulo
para el alojamiento óptimo de butirómetros.



- Equipado con 18 toberas inyectoras SD-B para butirómetros
- Distancia entre boquillas de 78 mm de ancho y 84 de profundidad

Código EAN: 4002515460795 / Número de material: 09862520 /
Número de material antiguo: 69630103D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Otro accesorio/Otro módulo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. butirómetros	•
Capacidad	
Butirómetro [número]	18
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	261
Medidas ext., ancho neto en mm	180
Medidas ext., fondo neto en mm	479
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	1,35
Peso bruto en kg	2,35