

A 302/1
Módulo
para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio.



- Apto para div. vidrio de lab.: matraces Erlenmeyer, esfér., etc.
- Equipado con 32 toberas inyectoras E 351 (4 x 160 mm)
- Equipado con 32 soportes para las boquillas E 353
- Distancia entre boquillas de 57 mm de ancho y 61 de profundidad

Código EAN: 4002515460818 / Número de material: 09862550 /
Número de material antiguo: 69630201D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Accesorio para diversos frascos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	32
Frascos [número]	32
Matraces de Erlenmeyer [número]	32
Matraces esféricos [número]	32
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	181
Medidas ext., ancho neto en mm	235
Medidas ext., fondo neto en mm	479
Medidas ext., alto bruto en mm	190
Medidas ext., ancho bruto en mm	235
Medidas ext., fondo bruto en mm	475
Peso neto en kg	3,05
Peso bruto en kg	3,55