


A 304  
Módulo  
para el alojamiento óptimo de hasta 98 tubitos.



- Apto para p.ej. 98 tubos de centrifugado, viales, tubos de ensayo
- Las alturas de carga varían según el posicionamiento
- 1 unidad puede utilizarse en las cestas A 100, A 150 y APLW 106

Código EAN: 4002515460832 / Número de material: 09862570 /  
Número de material antiguo: 69630400D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód.para tubos de ensayo	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. pipetas/viales	•
Preparación de tubos de ensayo	•
<b>Capacidad</b>	
Viales [número]	98
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	130
Medidas ext., ancho neto en mm	222
Medidas ext., fondo neto en mm	471
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	2,30
Peso bruto en kg	3,30