

A 308

Complemento

para el alojamiento de hasta 34 plantillas de calzado para quirófano.



- Apto para hasta 34 plantillas
- Para uso en cureña del cesto inferior y superior

Código EAN: 4002515460863 / Número de material: 09862600 /  
Número de material antiguo: 69630800D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Accesorio para calzado para quirófano	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. calzado para quirófano	•
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	71
Medidas ext., ancho neto en mm	475
Medidas ext., fondo neto en mm	445
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	525
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	1,17
Peso bruto en kg	2,00