

DOS K 85

Módulo de dosificación para bidones de 5-10 l

para la dosificación automática de medios líquidos, con indicador de nivel.



- Vigilancia de dosif.: alta seguridad de proceso DIN EN ISO 15883
- Para la dosificación de medios líquidos o neutralizantes
- Para la dosificación de desinfectantes químicos
- lanza de aspiración 333 mm mm para garrafas de 5-10 l
- Juego lanza de asp. de garrafa 10-30 l disp. en serv. post-venta

Código EAN: 4002515532812 / Número de material: 09961070 /
Número de material antiguo: 69747050D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Características del producto	
Tasa de propulsión en ml/60 s	55
Longitud de la lanza de succión en mm	333
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	200-230
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,01
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	139
Medidas ext., ancho neto en mm	115
Medidas ext., fondo neto en mm	114
Medidas ext., alto bruto en mm	160
Medidas ext., ancho bruto en mm	198
Medidas ext., fondo bruto en mm	478
Peso neto en kg	2,21
Peso bruto en kg	2,44