

## DOS K 85/1

Módulo de dosificación para bidones de 5 l

para la dosificación automática de medios líquidos, con indicador de nivel.



- Vigilancia de dosif.: alta seguridad de proceso DIN EN ISO 15883
- Para la dosificación de medios líquidos o neutralizantes
- Para la dosificación de desinfectantes químicos
- Lanza de aspiración 200 mm mm para garrafas de 5 l
- Juego lanza de asp. de garrafa 10-30 l disp. en serv. post-venta

Código EAN: 4002515532492 / Número de material: 09961080 /  
Número de material antiguo: 69747051D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sistema de dosificación	•
<b>Características del producto</b>	
Tasa de propulsión en ml/60 s	55
Longitud de la lanza de succión en mm	200
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	200-230
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,01
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	139
Medidas ext., ancho neto en mm	115
Medidas ext., fondo neto en mm	114
Medidas ext., alto bruto en mm	200
Medidas ext., ancho bruto en mm	480
Medidas ext., fondo bruto en mm	160
Peso neto en kg	2,25
Peso bruto en kg	2,45