

## DOS G 80/1

Bomba dosificadora de productos líquidos

Con indicador de falta de producto, dosificación autom. de detergentes líqu.



- Para lavavaj. Freshwater (PG8055-60) y de tanque (G8066 y PG8067)
- Tubo de aspiración de 200 mm  
200 mm para bidones de 5 l
- Dosificación de hasta 55 Milliliters ml por minuto
- Ajustable mediante el control del lavavajillas

Código EAN: 4002515529256 / Número de material: 09968660 /  
Número de material antiguo: 67747025D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de tanque	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación externo	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Gris
Tasa de propulsión en ml/60 s	55
Longitud de la lanza de succión en mm	200
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	200-230
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,01
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	210
Medidas ext., ancho bruto en mm	475
Medidas ext., fondo bruto en mm	200
Peso neto en kg	2,60
Peso bruto en kg	3,00