

APS 101 Sego
Segosoft Miele Edition (licencia)
para conexión de un segundo o más aparatos.

Miele

Segosoft®
Miele Edition

Process documentation

Lizenz/License card

Software download: https://www.segosoft.info/get_miele_edition

- Aut. rel. con el usuario de protocolos de proceso todos aparatos
- Protección contra manipulación mediante firma digital avanzada
- Producto orientado al futuro respecto a requisitos reglamentarios
- Software único de documentación del proceso consello de calidad
- ServiceCard garantiza el func. de dispositivos médicos conformes
- Aquí puede descargar la versión actual de Segosoft: <http://www.miele.de/pro/sego>

Código EAN: 4002515570708 / Número de material: 10019160 /
Número de material antiguo: 68813002D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Autoclaves de sobremesa	•
Autoclaves de gran capacidad	•
Perteneencia de aparatos	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
IR 6002	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Categoría de producto	
Doc. procesos/datos de func./comunicación	•
Características del producto	
Sistema operativo compatible	Windows
Diagonal mín. pantalla terminal en pulgadas	17,00
Ámbito de aplicación	
Prep. pipetas/viales	•
Prep. vidrio de laboratorio	•
Prep. portaobjetos	•
Prep. butirómetros	•
Tratamiento frascos de farmacia/ infusión	•
Prep. inst. de anestesia	•

APS 101 Sego
 Segosoft Miele Edition (licencia)
 para conexión de un segundo o más aparatos.



Código EAN: 4002515570708 / Número de material: 10019160 /
 Número de material antiguo: 68813002D

Prep. inst. de cirugía mínimamente invasiva	•
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. robótico	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. calzado para quirófano	•
Prep. palanganas	•
Prep. bateas arriñonadas	•
Prep. biberones	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. contenedores	•
Desinfección de colchones	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Prep. inst. quirúrgico ortopédico	•
Prep. clavos intramedulares/taladros intramedulares	•
Prep. band.s/tablas	•
Prep. band.s de malla	•
Prep. probetas graduadas	•
Prep. recipientes, p. ej. recip. de cal sodada	•
Prep. diversos utensilios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	1
Medidas ext., ancho neto en mm	86
Medidas ext., fondo neto en mm	55
Medidas ext., alto bruto en mm	60
Medidas ext., ancho bruto en mm	95
Medidas ext., fondo bruto en mm	110
Peso neto en kg	0,00
Peso bruto en kg	0,00
Normas, homolog. y distintivos	
CE	•