

PG 8595

Aqua Purificator

Para alojar dos bombonas de desmineralización de agua total o parcial.



- Apto para VE/TE P 2800 y VE/TE P 2000
- Apto para VE/TE P 2800 y VE/TE P 2000
- Es posible alojar ConductivityMeter/FlowMeter
- Posibilidad de registro de ConductivityMeter/FlowMeter
- Medidas exteriores: Al 835 (820 sin tapa), An 300, F 600 mm
- Dimensiones exteriores: H 835 (820 sin tapa), B 300, T 600 mm

Código EAN: 4002515558096 / Número de material: 10087310 /
Número de material antiguo: 69859501D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas de campana	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Aqua Purificator

Para alojar dos bombonas de desmineralización de agua total o parcial.



Código EAN: 4002515558096 / Número de material: 10087310 /
Número de material antiguo: 69859501D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Prep. agua	•
Características del producto	
Material	Chapa galvanizada, blanco loto
Color	Blanco loto
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	835
Medidas ext., ancho neto en mm	300
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	900
Medidas ext., ancho bruto en mm	400
Medidas ext., fondo bruto en mm	740
Peso neto en kg	26,50
Peso bruto en kg	30,00