

PG 8596

Armario de dosificación

Para el alojamiento de agentes químicos de procesos y módulos dosificadores.



- 2 cajones extraíbles para alojar 3 x garrafas de 5 l cada una
- Dimensiones interiores: Al 285-690 , An 250, F 425-555 mm
- Por nivel hay 2 posibilidades de alojamiento para módulos dosif.
- La bandeja col. permite un mejor vaciado de restos de la garrafa

Código EAN: 4002515558317 / Número de material: 10087330 /
Número de material antiguo: 69859601D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación	•
Características del producto	
Color	Blanco loto
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	835
Medidas ext., ancho neto en mm	300
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	900
Medidas ext., ancho bruto en mm	400
Medidas ext., fondo bruto en mm	740
Peso neto en kg	26,50
Peso bruto en kg	30,00