

PG 8596

Armario de dosificación

Para el alojamiento de agentes químicos de procesos y módulos dosificadores.



- 2 cajones extraíbles para alojar 3 x garrafas de 5 l cada una
- Dimensiones interiores: Al 285-690 , An 250, F 425-555 mm
- Por nivel hay 2 posibilidades de alojamiento para módulos dosif.
- La bandeja col. permite un mejor vaciado de restos de la garrafa

Código EAN: 4002515558324 / Número de material: 10087340 /  
Número de material antiguo: 69859602D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Sistema de dosificación	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0-0
Frecuencia en Hz	0-0
Pot. nominal total en kW	0,00-0,00
Fusibles en A	0-0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	835
Medidas ext., ancho neto en mm	300
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	900
Medidas ext., ancho bruto en mm	400
Medidas ext., fondo bruto en mm	740
Peso neto en kg	26,50
Peso bruto en kg	30,00