

DE-CS6-85

Tapa lavadora desinfectadora
para cubierta superior de máquina incl. armario lateral, F 60 cm , An 90 cm.



- Apto para Aqua Purificator PG 8595 y armario DOS PG 8596
- combinada con lavadora desinfectadora 60 cm (PG 8581 o PG 8591)

Código EAN: 4002515604380 / Número de material: 10101450 /
Número de material antiguo: 69216010D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Tapa	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	15
Medidas ext., ancho neto en mm	900
Medidas ext., fondo neto en mm	600
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	990
Medidas ext., fondo bruto en mm	790
Peso neto en kg	6,70
Peso bruto en kg	9,00