


O 898

Soporte de cesto superior

Para el alojamiento de complementos 1/2



- Altura máxima de carga: 240 mm  
240 mm
- Con brazo aspersor integrado,  
acoplamiento en la parte posterior
- Ajustable en altura en 3 posiciones  
en 6 cm

Código EAN: 4002515573747 / Número de material: 10114490 /  
Número de material antiguo: 67189801D

<b>Familia de productos</b>	
Lavavajillas Freshwater	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Categoría de producto</b>	
Soporte para cestos	•
Cesto superior	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Altura máxima de carga en mm	240
<b>Conexión eléctrica estándar</b>	
Número de fases	0
Tensión en V	0
Frecuencia en Hz	0
Pot. nominal total en kW	0,00
Fusibles en A	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	206
Medidas ext., ancho neto en mm	528
Medidas ext., fondo neto en mm	527
Medidas ext., alto bruto en mm	285
Medidas ext., ancho bruto en mm	530
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	2,97
Peso bruto en kg	3,12