

## UBS 1

### Juego de cambio

para el uso de soportes de carga seleccionados de la serie G 78 en serie PG 85.



- Para carros de carga anteriores con conexión de secado

Código EAN: 4002515588970 / Número de material: 10131090 /  
Número de material antiguo: 69215014D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Juego de cambio	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Material sintético
Color	Negro
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	75
Medidas ext., ancho neto en mm	235
Medidas ext., fondo neto en mm	165
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	240
Medidas ext., fondo bruto en mm	170
Peso neto en kg	0,10
Peso bruto en kg	0,17