

## UBS 3

### Juego de cambio

para el uso de cestos superiores seleccionados de la serie G 78 en serie PG 85.



- Para soportes de carga anteriores con conexión de secado
- Para carros de carga antiguos con conexión a agua soldada

Código EAN: 4002515588994 / Número de material: 10131110 /  
Número de material antiguo: 69215016D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoría de producto</b>	
Juego de cambio	•
<b>Características del producto</b>	
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	90
Medidas ext., ancho neto en mm	305
Medidas ext., fondo neto en mm	176
Medidas ext., alto bruto en mm	100
Medidas ext., ancho bruto en mm	310
Medidas ext., fondo bruto en mm	210
Peso neto en kg	0,59
Peso bruto en kg	0,69