

MC/2

Carro de transporte

de altura ajustable, para carga y descarga de lavadoras desinfectadoras.



- Equipado con 4 ruedas, 2 de ellas con bloqueo
- 2 niveles de apoyo (forma de cubeta) y asidero y chapa de acopl.

Código EAN: 4002515588628 / Número de material: 10138690 /
Número de material antiguo: 69200109D

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Pertenencia de aparatos | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Categoría de producto | |
| Sist. almacenamiento/transporte | • |
| Características del producto | |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 1003 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 600 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 805 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 1119 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 835 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 1280 |
| Peso neto en kg | 34,20 |
| Peso bruto en kg | 52,40 |