

GP CL MCX 0101 P

Para conductos de leche, 100 unidades

para la limpieza higiénica de los conductos para leche en las máquinas de café.

Código EAN: 4002515612170 / Número de material: 10180270 /
Número de material antiguo: 29996908EU1



- Limpieza altamente eficaz que no daña los materiales
- Fácil dosificación con el limpiador en porciones individuales
- Elimina por completo proteínas y grasas de leche
- Fórmula Miele — desarrollada para productos Miele
- El mejor cuidado para años y años de fiabilidad