

DOS G 80/72

Bomba dosificadora de manguera para bidones de 20 l - 30 l con indicador de nivel para la dosificación automática de detergentes líquidos.



- Apto para todos los lavavajillas de la serie PG 8172
- Tubo de aspiración de 448 mm mm para bidones de 20-30 l
- Dosificación de hasta 55 Milliliters ml por minuto
- Ajustable mediante el control del lavavajillas

Código EAN: 4002515648698 / Número de material: 10210160 /
Número de material antiguo: 67747022D

Familia de productos	
Lavavajillas de campana	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Categoría de producto	
Sistema de dosificación externo	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Gris
Tasa de propulsión en ml/60 s	55
Longitud de la lanza de succión en mm	448
Conexión eléctrica estándar	
Número de fases	1
Cable neutro	N
CA/CC	AC
Tensión en V	200-230
Frecuencia en Hz	50
Pot. nominal total en kW	0,01
Fusibles en A	0
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	160
Medidas ext., ancho bruto en mm	198
Medidas ext., fondo bruto en mm	478
Peso neto en kg	1,91
Peso bruto en kg	2,13