

DE-CS7-85

Tapa lavadora desinfectadora
para cubierta superior de máquina de 70 cm de fondo, 90 cm de ancho.



Código EAN: 4002515648155 / Número de material: 10222780 /
Número de material antiguo: 69216011D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Categoría de producto	
Tapa	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	15
Medidas ext., ancho neto en mm	700
Medidas ext., fondo neto en mm	900
Medidas ext., alto bruto en mm	80
Medidas ext., ancho bruto en mm	790
Medidas ext., fondo bruto en mm	990
Peso neto en kg	14,45
Peso bruto en kg	16,75